

Wybór Lifepaka AED

Najważniejszym i najbardziej kosztowanym elementem programu jest technologia defibrylacji automatycznej udostępniona w Lifepaku AED. Do wyboru przedstawiam trzy modele stosowane w Programie „LIFEPAK Ratunek dla Serca”. Do każdego z modeli załączam opis najważniejszych cech oraz charakterystykę zasad i kosztów eksploatacji.

Lifepak CR Plus

Numer katalogowy wersji półautomatycznej: 80403-000254



Lifepak CR Plus jest defibrylatorem automatycznym przeznaczonym do użytku publicznego. Został zaprojektowany w taki sposób, aby jego użycie było jak najbardziej intuicyjne. Dzięki takiej konstrukcji Lifepak CR Plus może być z powodzeniem używany przez osoby bez wykształcenia medycznego. Jak wykazały testy m.in. Human Factor International oraz American Heart Association Lifepak CR Plus charakteryzuje się najkrótszym czasem do pierwszego wyładowania spośród wszystkich defibrylatorów AED dostępnych na rynku.

Ze względu na właściwości urządzenia jest on przeznaczony do zabezpieczania miejsc, w których prawdopodobieństwo wystąpienia przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia jest mniejsze niż raz na rok.

W komplecie z każdym urządzeniem dostarczamy:

- System CHARGE-PAK (wymieniana bateria i 2 komplety elektrod)
- Instrukcję obsługi i film szkoleniowy
- Torbę
- Apteczkę AED: 2 sztuki winylowych rękawiczek, maska do sztucznego oddychania metodą usta-usta z zaworem bezzwrotnym, golarka, nożyczki, ściereczka antybakteryjna.
- 36 miesięczną gwarancję

Zasady eksploatacji Lifepaka CR Plus:

Wszystkie akcesoria zużywalne Lifepaka CR Plus zawarte są w systemie CHARGE-PAK. Składa się on z wymiennej baterii oraz dwóch kompletów elektrod Quick-COMBO.

System CHARGE-PAK podlega wymianie co 2 lata lub po każdej akcji reanimacyjnej. Lifepak CR Plus posiada wyświetlacz na obudowie, który informuje o konieczności wymiany CHARGE-PAKA. Usługa wymiany CHARGE-PAK dostępna jest pod numerem katalogowym: 11403-000001

Do Lifepaka CR Plus możliwe jest także wykupienie specjalnego

Pakietu OPIEKA TECHNICZNA (Nr. kat. LP CR Plus T)

które jest rodzajem **ubezpieczenia**, ponieważ gwarantuje bezpłatne utrzymanie Lifepaka CR Plus przez okres 5 lat, wymiana systemu CHARGE-PAK po 2 i 4 latach eksploatacji lub po każdorazowym użyciu.

UWAGA:

Bezpłatnej wymianie podlegają w ramach pakietu akcesoria zużyte wskutek prawidłowej eksploatacji. Rozładowanie baterii wskutek np. wielokrotnego włączania Lifepaka wobec braku konieczności użycia nie jest zaliczane do prawidłowej eksploatacji urządzenia.



**Dodatkowe bonusy wynikające z uczestnictwa
w programie „LIFEPAK Ratunek dla Serca”**

W ramach Programu LIFEPAK Ratunek dla Serca zapewniamy:

- Bezpłatne konsultacje medyczne przypadków zaburzeń rytmu serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.
- Bezpłatną opiekę psychologa na ratowników udzielających pierwszej pomocy, tzw. debriefing w ciągu 48 h od przeprowadzonej akcji ratunkowej.
- Przygotowanie i rozesłanie we współpracy z wynajętą przez Medtronic agencją PR informacji prasowej o wdrożeniu programu Zapobiegania Nagłej Śmierci Sercowej.